



薬局業務を支援する薬剤鑑査支援システム バーコードと画像で薬剤を識別します

Meding.鑑査

調剤現場を
サポート

患者さまも
満足

安心感
UP!

バーコードで 薬剤を識別

バーコードのない薬は
画像で識別します

画像登録も 簡単

画像登録することで
薬剤の表裏どちらでも
識別可能です

ディスプレイは タッチパネル式

本体もコンパクトで
省スペースです

鑑査した 医薬品の 画像を保存

患者様別に鑑査した
医薬品の画像を保存
できます

鑑査結果の 統計が出力可能

医薬品の取り違い回数など
の統計が取れ、業務改善に
役立ちます

処方箋データ受信前 での鑑査も可能

取込前鑑査ボタンにより、
事前に鑑査を行うことが
可能です

簡単な マスタ登録

登録がまだない薬も
バーコードや画像で簡単に
登録できます

※当鑑査支援システムは、薬剤師の調剤鑑査業務を支援する製品であり、最終鑑査を保証するものではありません。※数量鑑査はできません。
※調剤過誤による患者様、および使用店舗様の損害について、弊社は一切の責任を負いません。※機能向上の為、システム内容は予告なく変更
する場合があります。予めご了承ください。

患者一覧画面



レセコンからNSIPSデータを受け取り
患者一覧画面に表示します。
患者一覧画面では、経過時間や進行状況も表示します。

鑑査画面

鑑査する患者を選択すると、
処方情報（日付、医療機関名、医師名など）と
医薬品名、鑑査結果、鑑査コメントなどを
表示します。



鑑査確認画面



処方箋にない医薬品を読み込んだ場合、
音と大きな画面で分かりやすく案内します。

終了確認画面

バックアップを取り終了。
バックアップも簡単に実行できます。




鑑査統計画面・鑑査結果の確認画面



週ごと月ごとなど、任意の期間を選択し、
医薬品の取り違いなどの統計を取ることが
できます。
また、後日薬に関する問い合わせを受けた場合は、
画像を見ながら説明することが可能です。

※画面、機能等は製品改良の為、変更となる場合がございます。

 NSIPSとは、日本薬剤師会が提案する薬局向けコンピュータシステム間の連携システムです。
NSIPSは社団法人福岡県薬剤師会の登録商標です。
(商標登録 第5214610号)

■開発元

 **メイニング**
株式会社

本社・工場/〒771-1289 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵5-1
TEL(088)692-5111 FAX(088)692-7333
事業所/札幌・東北・東京・名古屋・関西・広島・四国・九州
URL <http://www.meding.co.jp>