


Team Viewer 11 インストール手順書

2017年4月10日

株式会社メディング

担当：吉崎 貴博

メディングホームページ内の Team Viewer 11 ダウンロードサイトをインターネットで開いて下さい




・バージョン情報を確認して下さい

【Windows (v11.0.73909) :】

※ V11 になっているものをインストールして下さい

表記が V11 になっていない場合、同画面内の右側

【バージョン】の【バージョン 11x】を押下して下さい



インストールは一番上の項目【Team Viewer】を押下して下さい

画面下部にファイルの実行、保存の確認ウインドウが表示されます

【実行】を押下し、インストール完了して下さい


※インストール途中の選択肢は「インストール」と「個人/商用以外」を選択して下さい



インストール完了後、デスクトップにショートカットアイコンが表示されます
インストールは以上で完了です

◆リモート実行時

アイコンをダブルクリックして起動して下さい



使用中の ID とパスワードをお知らせ下さい

※リモート操作実行時にご連絡下さい